

**ТОВ "БІОЛАБТЕХ ЛТД"**

вул. Богомольця, 4, оф. 228, Київ, 01024, Україна
Тел.: +38 044 492 81 88, факс: +38 044 494 21 09
info@biolabtech.com.ua

BioLabTechwww.biolabtech.com.ua**BioLabTech, Ltd**

4 Bohomolets Str., office 228, Kyiv 01024, Ukraine,
Tel: +38 044 492 81 88, Fax: +38 044 494 21 09,
info@biolabtech.com.ua

Технічні характеристики	5200 Fragment Analyzer	5300 Fragment Analyzer	5400 Fragment Analyzer
Кількість зразків/прогін	12	48/96	48/96
Роздільна здатність (в залежності від гелю)	до 3 п.н.	до 3 п.н.	до 3 п.н.
Максимальна кількість зразків	288	288	≈ 2,400 зразків за добу
Максимальна кількість планшетів у черзі	3	3	≈ 25 за добу
Габаритні розміри (Ш×Г×В)	35 см × 51 см × 61 см	35 см × 51 см × 61 см	35 см × 51 см × 61 см
Напруга	100-240 В	100-240 В	100-240 В
Маса	35,38 кг	35,38 кг	35,38 кг
Діапазон робочих температур	15-25 °С	15-25 °С	15-25 °С
Діапазон значень відносної вологості	< 80 %	< 80 %	< 80 %
Можливість інтеграції з роботизованими системами	ні	ні	так

**Agilent
Technologies**