



модель	Kryo 370	Kryo 570 & 570-ART	Kryo 750	Kryo 1060-180	Kryo 1060-380
Об'єм камери	1,7 л	16 л	30 л	180 л	380 л
Кількість соломин	60 x 0,25 мл 45 x 0,50 мл	2904 у тростинах чи 456 на полицях x 0,25 мл 968 у тростинах чи 456 на полицях x 0,50 мл	5808 у тростинах чи 836 на полицях x 0,25 мл 2420 на полицях 836 на полицях x 0,50 мл	5000 x 0,25 мл - 0,50 мл	10500 x 0,25 мл - 0,50 мл
Кількість пробірок	30 x 2 мл	784 x 1,0 мл - 2,0 мл 244 x 5,0 мл	1452 у тростинах чи 784 у корзинах x 2,0 мл	4000 x 2,0 мл	8000 x 2,0 мл
Кількість кріопакетів	N/A	22 x 50 мл 11 x 250 мл - 500 мл	20 x 250 мл - 1000 мл	за запитом	
PALL кріопакети	N/A	48	96	за запитом	
Діапазон температур	від +40°C до -180°C	від +30°C до -180°C	від +100°C до -160°C	від +40°C до -100°C	
Швидкість охолодження	від -0,01°C /хв до -50°C/хв	від -0,01°C /хв до -50°C/хв	від -0,01°C /хв до -10°C/хв	від -0,01°C /хв до -5°C/хв	
Швидкість нагрівання	від 0,01°C /хв до 10°C /хв	від 0,01°C /хв до 10°C /хв	від 0,01°C /хв до 10°C /хв	від 0,01°C /хв до 1°C /хв	
Завантаження	Обидва	Вертикальне	Обидва	Вертикальне	
Контролер	MR7	MR7	Built-in	MR7	

Офіційний дистриб'ютор в Україні




ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ БІОЛАБТЕХ"

+38 067 442 79 79

BLT_sales@biolabtech.com.ua

www.biolabtech.com.ua



Специфікація може змінюватися без попередження.

Planer Limited - A Hamilton Thorne Company
110 Windmill Road, Sunbury-On-Thames
TW16 7HD, United Kingdom