



Тест-смужки QuickStix для кількісного визначення ГМО у кукурудзі

Тест-смужки QuickStix для кількісного визначення ГМО у кукурудзі. Цей метод надає можливість отримати кількісні результати та використовувати для різних типів зразків, включаючи рослинну сировину та готову продукцію.

Набір містить: 100 тест-смужок QuickStix, запакованих у 2 вологонепроникні контейнери по 50 шт. в кожному та розхідні матеріали: одноразові стакани, пробірки, піпетки, фільтри, тощо.

Межа виявлення ГМО: від 0,5 % до 5%.



Культура	ГМ-білок який детектується
Кукурудза	CP4 EPSPS

- Тест-смужки розроблені окремо для кукурудзи, що робить їх високоспецифічними і гарантує точність результату;
- Термін придатності наборів дозволяє їх використовувати протягом двох сезонів;
- Аналіз проводиться на водопровідній воді та не потребує додаткових затрат на буфери;
- Поведення аналізу після пропробітготовки займає лише 5 хв.;
- Проста поцедура тестування, що не потребує навчання персоналу.

